



## Technický list SANOSIL Super 25 Ag

Zn.: 08/00386/12

### 1. Dovoze a dodavatel

Název: Sanosil CZ s. r. o. (dovoze a dodavatel)  
**Eco-Aqua-Servis, s. r. o.** (dodavatel)  
Adresa: Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5  
IČ: 267 35 547  
Tel./Fax: 224 452 226/251 511 189  
URL: <http://www.eascr.cz>  
E-mail: [eas@eascr.cz](mailto:eas@eascr.cz)

### 2. Popis a použití

Chemický, desinfekční přípravek SANOSIL Super 25 Ag je roztok stabilizovaný 50 %-ní roztok peroxidu vodíku H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> s přidavkem stříbra Ag, vykazující silně kyselou reakci.

SANOSIL Super 25 Ag je určen k desinfekci teplé vody, zařízení na ohřev vody a k desinfekci rozvodů vody za účelem omezení výskytu bakterií v teplé vodě, zejména bakterií Legionella pneumophila.

SANOSIL Super 25 Ag se po prvotní desinfekci rozvodů teplé vody a zařízení na její ohřev (1 000 – 2000 ml přípravku na 1 m<sup>3</sup> objemu vody v systému), aplikuje proporčním dávkováním do studené vody určené k ohřevu nebo do cirkulace v množství 30 – 50 ml/m<sup>3</sup> vody (nejlépe dávkovacím souborem AQUA-TUV 1SA, dodávka EAS, s. r. o.). Koncentrace přípravku ve vodě se ověřuje testovacími proužky.

Přípravek je přezkoušen podle vyhlášky 409/2005 Sb. a k danému účelu schválen Rozhodnutím Hlavního hygienika ČR.

### 3. Balení a skladování

SANOSIL Super 25 Ag se plní do PE UN modrých kanystrů o objemu 25 l, který obsahuje 30 kg přípravku. ( $\rho = 1,2 \text{ g/cm}^3$ ).

SANOSIL Super 25 Ag se skladuje v původních dobře uzavřených obalech na chladném místě a suchém místě v dobře větraných prostorách s kyselinovzdornou podlahou nebo nad záchytnou jímkou. Má-li být zachována jakost produktu, neskladujte jej při teplotách nad 30°C nebo na přímém slunci a nevystavujte mrazu.

Další informace viz: [www.eascr.cz](http://www.eascr.cz)